



ARCO 140

ARCO 140-RK5

ARCO RK15-i

mobile C-arm



Nuova gamma di apparecchiature mobili per sala operatoria, interamente riprogettate secondo le più recenti tecnologie e metodologie costruttive, fissano nuovi standard in termini di qualità delle immagini, semplicità e grande affidabilità.

L'ampia gamma disponibile copre ogni esigenza applicativa:

- CHIRURGIA GENERALE
- CHIRURGIA ORTOPEDICA
- CHIRURGIA VASCOLARE
- CARDIOLOGIA
- UROLOGIA
- PROCEDURE INTERVENTISTICHE



ARCO 140 - potenza generatore 4.2kW

ARCO 140-RK5 - potenza generatore 5kW

ARCO RK15-i - potenza generatore 15kW



Ogni apparecchiatura è variamente configurabile e composta da:

- Intensificatore d'immagine triplo campo da 9" o 12"
- Catena TV con CCD ad alta risoluzione 1024x1024 o 576x576
- Due monitor LCD - medical grade - da 19"
- Ampia gamma di sistemi digitali di acquisizione ed elaborazione delle immagini, anche con DSA real time e full DICOM
- Memorie da 100 ad oltre 80.000 immagini 1024x1024
- Tubi radiogeni sia ad anodo rotante (fuochi 0,3-0,6) ad alta dissipazione termica, che ad anodo fisso (fuochi 0,5-1,5)
- Consolle di comando touch screen con programmi anatomici

La grande accuratezza dedicata al design e all'ergonomia ha prodotto soluzioni che combinano peso e dimensioni molto contenute, realizzando così apparecchiature estremamente manovrabili e leggere nei movimenti.



APPLICAZIONE TECNOLOGIE SPECIALI SRL

Via A. Volta, 10 - 24060 TORRE DE' ROVERI (BG) - ITALY

Tel +39.035584311 - Fax +39.035580220

e-mail : sales@atsmed.it - www.atsmed.it